

FUKUSHIMA Suction Tube Tubos de aspiración

4 lengths and 8 diameters available
Stylet included
Round, conical tube

4 Longitudes y diámetros disponibles 8
Estilete incluido
Ronda, tubo cónico




Proximal tip:
non-traumatic shape

Extremo Proximal:
No de forma traumática



Control of the suction flow
through tear-drop shaped
thumb-control

El Control del caudal de aspiración
a través de lágrima
pulgar forma de control



NEUROSURGERY

FUKUSHIMA Suction Tube, Tubo de aspiración
 Malleable, tapered, Maleable, cónica

Working Length	4" / 100 mm	4.6" / 115 mm	5.6" / 140 mm	6.6" / 165 mm
Outer Diameter				
3 Fr. 1.0 mm	085-300-03	085-301-03	085-302-03	085-303-03
4 Fr. 1.35 mm	085-300-04	085-301-04	085-302-04	085-303-04
5 Fr. 1.67 mm	085-300-05	085-301-05	085-302-05	085-303-05
6 Fr. 2.0 mm	085-300-06	085-301-06	085-302-06	085-303-06
7 Fr. 2.3 mm	085-300-07	085-301-07	085-302-07	085-303-07
8 Fr. 2.7 mm	085-300-07	085-301-08	085-302-08	085-303-08
9 Fr. 3.0 mm	085-300-09	085-301-09	085-302-09	085-303-09
12 Fr. 4.0 mm	085-300-12	085-301-12	085-302-12	085-303-12

