





Diagnostik
Diagnostics

100



Perkussionshammer
 Percussion mallet
 Martillo para ref ejos



Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
100-200-18	BUCK mit Nadel und Pinsel with needle and brush con aguja y pincel	19,0cm; 7 4/8"	
100-217-20	DEJERINE	20,0cm; 7 7/8"	
100-218-20	DEJERINE mit Nadel with needle con aguja	20,0cm; 7 7/8"	
00-215-20	TAYLOR	20,0cm; 7 7/8"	

Messzirkel
Caliper
Compases

Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
100-230-15	CASTROVIEJO Messbereich 15mm effective range 15mm alcance ef caz 15mm	8,0cm; 3 1/8"	
100-230-20	CASTROVIEJO Messbereich 20mm effective range 20mm alcance ef caz 20mm	8,0cm; 3 1/8"	
100-231-20	CASTROVIEJO Messbereich 20mm effective range 20mm alcance ef caz 20mm	8,0cm; 3 1/8"	
	CASTROVIEJO-EPKER Messbereich 40mm effective range 40mm alcance ef caz 40mm		
100-231-40	9,0cm; 3 4/8"		
100-232-40	18,0cm; 7 1/8"		




Winkelmesser; Maßstäbe
 Flexometer; rulers
 Goniómetro; reglas



Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
---------	----------------------------	------	-------

100-235-23	Mesbereich 150mm measuring range 150mm alance de medición hast 150mm	23,5cm; 9 2/8"	
------------	--	----------------	--



mm und Zoll
 graduated in mm and inch
 graduada en mm y pulgadas

100-250-15	150mm		
100-250-20	200mm		
100-250-30	300mm		
100-250-50	500mm		



100-255-50	Röntgen-Meßstab x-Ray para rayos x	500mm	
------------	--	-------	--



100-256-15		150,0cm; 59"	
------------	--	--------------	--



100-268-00	MÖLTGEN für Gliedermaßen for extremities para extremidades		
------------	--	--	--



Schieblehren; Dynamometer; Winkelmesser
 Calipers; dynamometers; flexometer
 Calibres; dinamómetros; goniómetro

Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
100-270-00	CAROLL	14,5cm; 5 6/8"	



100-266-10	TOWNLEY	11,5cm; 4 4/8"	
------------	---------	----------------	--



100-274-00	COLLIN	einteilung in kg; für Erwachsene graduated in kg; for adultes graduado en kg; para adultos	11,0cm; 4 3/8"
------------	--------	--	----------------



100-300-17	ALY	mit Nadel und Pinsel with needle and brush con aguja y pincel	18,0cm; 7 1/8"
------------	-----	---	----------------



100-301-19	WARTENBERG		18,0cm; 7 1/8"
------------	------------	--	----------------



Perkussionshammer; Stethoskope
Percussion mallet; stethoscopes
Martillo para ref ejos; estetoscopios



Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
100-310-01	PINARD Holz wooden madera	18,0cm; 7 1/8"	



100-310-02	PINARD ALUMINIUM	15,0cm; 5 7/8"	
------------	------------------	----------------	--



Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
100-325-00	DUPLEX ALUMINIUM	Ø 48mm	



100-322-00	DUPLEX-BABY ALUMINIUM	Ø 36mm	
------------	-----------------------	--------	--



100-330-00	ANESTOPHON ALUMINIUM	Ø 48mm	
------------	----------------------	--------	--



Otoskopbesteck
Otoscope Set
Juego para Otoscopía



Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
---------	----------------------------	------	-------

100-360-00	Otoskopbesteck stufenlos verstellbarer Ophthalmoskopansatz mit Beleuchtungslinse und Batteriehandgriff; komplett in Etui bestehend aus:		SET
------------	--	--	------------

1 Batteriehandgriff (ohne Batterien)
1 Otoskopkopf mit Halogenbirne 2,5 V
je 1 wiederverwendbarer Ohrtrichter, 2, 3, 4 und 5 mm Ø
je 5 Einwegohrtrichter, 2,5 und 4,0 mm Ø
1 Operationslupe, 2,5 x vergrößern
1 Ersatzbirnchen, Halogen, 2,5 V
1 abnehmbare Lupe, 4-fache Vergrößerung

- Otoskopkopf aus robustem Kunststoff
- Lichtführung durch Fiberoptik ergibt kreisrundes, weißes Lichtfeld sowie ein freies Blickfeld
- berührungsfreies Entfernen gebrauchter Ohrtrichter durch speziellen Auswurfmechanismus
- Anschlußmöglichkeit für Gebläse zur Durchführung pneumatischer Tests
- einfaches Verbinden von Handgriff und Otoskopkopf durch neuartigen Bajonettverschluß



Otoscope Set oftalmoscope continuously adjustable with illumination lens and battery handle complete, in case consisting of:

1 battery handle (without batteries)
1 otoscope head with halogen bulb 2,5 V
1 each reusable ear speculum 2, 3, 4 and 5 mm Ø
5 each disposable ear specula 2.5 and 4.0 mm Ø
1 magnifying glass for operations, 2.5 x
1 spare bulb, halogen, 2,5 V
1 detachable magnifying glass, 4 x

- otoscope head made of robust plastic material
- light guidance by fiberoptic grants a round-shaped, white illuminated field of view
- touch-free removal of used ear specula by means of special ejecting device
- connector for pneumatic otoscopy
- simple mounting of handle and otoscope head by new designed bayonet fitting

Juego para Otoscopía oftalmoscopio con regulación continua, lente de iluminación y mango de pilas completo en estuche compuesto de:

1 mango de pilas (sin pilas)
1 cabeza de otoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
1 de c.u. espéculos auriculares reutilizables 2, 3, 4 y 5 mm Ø
5 de c.u. espéculos auriculares desechables 2,5 y 4 mm Ø
1 lupa para operaciones, aumento 2,5 x
1 bombilla de repuesto 2,5 V
1 lupa desmontable, aumento 4 x

- cabeza de otoscopio de plástico robusto
- guía de luz fría resulta en un campo de luz redondo y blanco
- expulsor especial para echar los espéculos utilizados sin tocarlos
- conexión para el test neumático
- montaje sencilla del mango a la cabeza de otoscopio por nueva cierre de bayoneta

Ophthalmoskopbesteck
Ophthalmoscope Set
Juego para Oftalmología

Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

100-365-00

Ophthalmoskopbesteck komplett in Etui bestehend aus:

- 1 Batteriehandgriff (ohne Batterien)
- 1 Ophthalmoskop mit Halogenbirne 2,5 V
- 1 Lupe
- 1 Ersatzbirnchen, Halogen, 2,5 V

- Ophthalmoskopkopf aus robustem Kunststoff
- beleuchtete Anzeige der Blenden- und Linseneinstellung
- Linsenrad mit Korrekturlinse (von 0 bis + 40 D und von 0 bis -35 D)
- neues Blendenrad mit Anwahlmöglichkeit von 6 Blenden
- Zuschaltmöglichkeit von Blau-, Grün- und Polarisationsfiltern zu den einzelnen Blenden

Ophthalmoscope Set complete in case consisting of:

- 1 battery handle (without batteries)
- 1 ophthalmoscope with halogen bulb, 2.5 V
- 1 magnifying glass
- 1 spare bulb, halogen, 2,5 V

- ophthalmoscope head made of robust plastic material
- illuminated display of screen and lens adjustment
- lens wheel with corrective lens (from 0 to + 40 D and from 0 to -35 D)
- new screen device, 6 selectable screens
- blue, green and polarization filters can be connected

Juego para Oftalmología completo en estuche consta de:

- 1 mango de pilas (sin pilas)
- 1 oftalmoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
- 1 lupa
- 1 bombilla de repuesto 2,5 V

- cabeza de oftalmoscopio de plástico robusto
- indicación iluminada del ajuste de las aberturas y los lentes
- lente de corrección (de 0 a + 40 D y 0 a - 35 D)
- nuevo dispositivo de abertura con selección de 6 aberturas
- filtros: azul, verde y polarizador, se puede utilizar cada filtro con cada lente



SET

Diagnostikbesteck
 Diagnostic Set
 Juego para Diagnóstico



Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
---------	----------------------------	------	-------

100-370-00	<p>Diagnostikbesteck kombiniert, komplett in Etui bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Batteriehandgriff (ohne Batterien) 1 Ophthalmoskop mit Halogenbirne 2,5 V 1 Otoskopkopf mit Halogenbirne 2,5 V je 1 wiederverwendbarer Ohrtrichter, 2, 3, 4 und 5 mm Ø je 5 Einwegohrtrichter, 2,5 und 4,0 mm Ø 1 Operationslupe, 2,5-fache Vergrößerung 1 Ersatzbirnchen, Halogen, 2,5 V 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">SET</div>
------------	---	--	--



Diagnostic Set combined, complete in case consisting of:

- 1 battery handle (without batteries)
- 1 ophthalmoscope with halogen bulb, 2.5 V
- 1 otoscope head with halogen bulb 2.5 V
- 1 each reusable ear speculum 2, 3, 4 and 5 mm Ø
- 5 each disposable ear specula 2.5 and 4.0 mm Ø
- 1 magnifying glass for operations, 2.5 x
- 1 spare bulb, halogen, 2.5 V

Juego de Diagnóstico combinado, completo en estuche compuesto de:

- 1 mango de pilas (sin pilas)
- 1 oftalmoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
- 1 cabeza de otoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
- 1 de c.u. espéculos auriculares reutilizables 2, 3, 4 y 5 mm Ø
- 5 de c.u. espéculos auriculares desechables 2,5 y 4 mm Ø
- 1 lupa para operaciones, aumento 2,5 x
- 1 bombilla de repuesto 2,5 V

Diagnostikbesteck
Diagnostic Set
Juego para Diagnóstico

Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

100-375-00

Universal-Diagnostik-Besteck, für Hals, Nase, Ohr und Auge

komplett in Etui bestehend aus:
1 Batteriegriff (ohne Batterien),
1 Otoskopansatz mit 3 Ohrtrichtern
1 Ophthalmoskopieansatz mit stufenloser
Fokussiereinrichtung
1 Nasenspekulum
2 Kehlkopfspiegel mit Halter
1 Mundspatelhalter
2 Glühlampen



SET

Universal Diagnostic Set for EENT complete in case consisting of:
1 battery handle (without batteries)
1 otoscope with 3 ear specula
1 ophthalmoscope with stepless focusing
1 nasal speculum
2 laryngeal mirrors with holder
1 tongue depressor holder
2 bulbs

Juego Universal para diagnóstico para ojo, oído, nariz y garganta completo en estuche consta de:
1 mango de pila (sin pilas)
1 otoscopio con 3 espejuelos auriculares
1 oftalmoscopio con enfoque sin graduar,
1 espejuelo nasal
2 espejos laríngeos con soporte
1 soporte de bajalengua
2 bombillos

Stirnspiegel; Stirnlampen
 Head mirror; head lamp
 Espejo frontales; lámpara frontal de luz



Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
---------	----------------------------	------	-------

100-102-10	ZIEGLER ohne Schutzdeckel without protection cap sin tapa protectora	Ø 90mm	
------------	--	--------	--



100-102-09	ZIEGLER mit Schutzdeckel with protection cap con tapa protectora	Ø 90mm	
------------	--	--------	--



100-170-00	Kaltlicht-Stirnlampe fokussierbar von 20 bis 150mm; mit Kaltlichtkabel fiber optic head lamp; fucusing from 20mm to 150mm; with fiber optic cable lámpara frontal de luz fría; enfocable de 20 hast 150mm; con cable de luz fría		
------------	--	--	--



Stirnlampen
Head lamp
Lámpara frontal de luz

Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
100-150-55	CLAR mit Vacuum Lampe 6 V bulb 6 V bombilla 6 V	Ø 55mm	




100-500-00	Staubinde ri-clip compression bandage ri-clip venda de compresión ri-clip		
------------	---	--	--



Staubbinden; Komprimeter
 Compression bandages; comprimeter
 Venda de compresión; torniquete



Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
100-510-60	ESMARCH	Ø 6,0mm; 5m	



100-520-00	Komprimeter mit 2 Manschetten und Pumpe; Messbereich 700mm Hg comprimeter with two cuffs and pump; measuring range 700mm HG torniquete con 2 brazaletes y bomba; alcance de medición 700mm Hg		
------------	---	--	--



100-520-02	Manschette für Oberschenkel cuff for thigh brazaletes para muslo		
------------	--	--	--



100-520-03	Manschette für Oberarm cuff for upper arm brazaletes para brazo		
------------	---	--	--



Blutdruckmessgerät
Blood pressure manometers
Manómetros; modelo para mesa

Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
100-570-00	geeicht; mit Klettmanschette calibrated; with velcro cuff modelo para mesa; calibrado; con brazaletes de velcro		



Weitere Artikel
further items
más artículos



Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
Other items available but not illustrated			
100-091-01	spare mirros for head lamp		
100-150-56	spare mirros for head lamp		
100-160-00	CLAR head lamp		
100-205-22	BABINSKY percussion mallet	22,0cm; 8,8"	
100-208-23	RABINER percussion mallet	23,0cm; 9,2"	
100-215-18	TAYLOR reflex mallet	18,0cm; 7,2"	
100-216-24	TROEMNER percussion malltes		
100-220-20	BERLINER reflex mallet	20,0cm; 8"	
100-258-50	measuring instrument for x-ray	50,0cm; 20"	
100-260-12	VERNIER measuring instrument	12,0cm; 4,8"	
100-275-00	COLLIN dynamometer for children		
100-310-03	PINARD stethoscope plastic	15,0cm; 6"	
	RIRAP stethoscope		
100-320-40		40,0cm; 16"	
100-320-80		80,0cm; 32"	
100-321-00	CARDIOPHON stethoscope		
100-340-00	Dynamometer; complete with 5 soft balls		
100-350-00	DIPLOMAT blood pressure manometer		
100-352-00	PRECISA blood pressure manometer		
100-400-00	ECONOM diagnostic set		
100-402-00	Riscope oto/ and ophthalmology set		
100-410-00	otology and diagnostic set		
100-420-00	Riscope ophthalmology set		



Alphabetisches Verzeichnis

A	
ALY, Sensibilitätsprüfer	100.5
ANESTOPHON	100.7
B	
Blutdruckmessgerät	100.15
BUCK, Perkussionshammer.....	100.2
C	
CAROLL, Winkelmesser	100.5
CASTROVIEJO, Messzirkel	100.3
CASTROVIEJO-EPKER, Messzirkel	100.3
CLAR, Stirnlampe	100.13
COLLIN, Dynamometer	100.5
D	
DEJERINE, Perkussionshammer.....	100.2
Diagnostikbesteck	100.10
DUPLEX, Stethoskop	100.7
DUPLEX-BABY, Stethoskop.....	100.7
Dynamometer, COLLIN	100.5
E	
ESMARCH, Staubinde	100.14
K	
Kaltlicht-Stirnlampe	100.12
Komprimeter.....	100.14
Komprimeter, Manschette	100.14
M	
Manschette für Komprimeter	100.14
Maßband	100.4
Messgerät, Blutdruck	100.15
Messgerät, MÖLTGEN	100.4
Messschieber	100.4
Messzirkel, CASTROVIEJO	100.3
Messzirkel, CASTROVIEJO-EPKER	100.3
Metallmaßstab	100.4
MÖLTGEN, Messgerät	100.4
O	
Ophthalmoskopbesteck	100.9
Otoskopbesteck	100.8
P	
Perkussionshammer, BUCK	100.2
Perkussionshammer, DEJERINE	100.2
Perkussionshammer, TAYLOR.....	100.2
PINARD, Stethoskop	100.6
R	
RI-CLIP, Staubinde	100.13
S	
Schieblehre, TOWNLEY	100.5
Sensibilitätsprüfer, ALY	100.5
Sensibilitätsprüfer, WARTENBERG	100.5
Staubinde, ESMARCH	100.14
Staubinde, RI-CLIP	100.13
Stethoskop, DUPLEX	100.7
Stethoskop, DUPLEX-BABY	100.7
Stethoskop, PINARD	100.6
Stirnlampe, CLAR.....	100.13
Stirnlampe, Kaltlicht	100.12
Stirnspiegel, ZIEGLER.....	100.12
T	
TAYLOR, Perkussionshammer	100.2
TOWNLEY, Schieblehre	100.5
U	
Universal-Diagnostik-Besteck	100.11
W	
WARTENBERG, Sensibilitätsprüfer	100.5
Winkelmesser, CAROLL	100.5
Z	
ZIEGLER, Stirnspiegel.....	100.12

Index, alphabetical

A	
ALY, sensibility instrument	100.5
ANESTOPHON	100.7
B	
blood pressure manometer	100.15
BUCK, percussion mallet	100.2
C	
caliper, CASTROVIEJO	100.3
caliper, CASTROVIEJO-EPKER	100.3
caliper, TOWNLEY	100.5
CAROLL, finger goniometer	100.5
CASTROVIEJO, caliper	100.3
CASTROVIEJO-EPKER, caliper	100.3
CLAR, head lamp	100.13
COLLIN, dynamometer	100.5
compression bandage, ESMARCH	100.14
compression bandage, RI-CLIP	100.13
comprimeter	100.14
cuff for comprimeter	100.14
D	
DEJERINE, percussion mallet	100.2
diagnostic set	100.10, 100.11
DUPLEX, stethoscope	100.7
DUPLEX-BABY, stethoscope	100.7
dynamometer, COLLIN	100.5
E	
ESMARCH, compression bandage	100.14
F	
fiber optic, head lamp	100.12
finger goniometer, CAROLL	100.5
flexometer	100.4
flexometer for extremities, MÖLTGEN	100.4
H	
head lamp, CLAR	100.13
head lamp, fiber optic	100.12
head mirror, ZIEGLER	100.12
M	
manometer, blood pressure	100.15
MÖLTGEN, flexometer for extremities	100.4
O	
ophthalmoscope set	100.9
otoscope set	100.8
P	
percussion mallet, BUCK	100.2
percussion mallet, DEJERINE	100.2
percussion mallet, TAYLOR	100.2
PINARD, stethoscope	100.6
R	
RI-CLIP, compression bandage	100.13
ruler	100.4
S	
sensibility instrument, ALY	100.5
sensibility instrument, WARTENBERG	100.5
stethoscope, DUPLEX	100.7
stethoscope, DUPLEX-BABY	100.7
stethoscope, PINARD	100.6
T	
TAYLOR, percussion mallet	100.2
TOWNLEY, caliper	100.5
W	
WARTENBERG, sensibility instrument	100.5
Z	
ZIEGLER, head mirror	100.12



Indice, alfabético

A		
Algesímetros, ALY	100.5	
Algesímetros, WARTENBERG	100.5	
ALY, Algesímetros	100.5	
ANESTOPHON	100.7	
B		
BUCK, martillo para reflejos	100.2	
C		
calibres, TOWNLEY	100.5	
CAROLL, goniómetro para dedos	100.5	
CASTROVIEJO, compases	100.3	
CASTROVIEJO-EPKER, compases	100.3	
CLAR, lámparas frontales	100.13	
COLLIN, dynamòmetre	100.5	
compases, CASTROVIEJO	100.3	
compases, CASTROVIEJO-EPKER	100.3	
D		
DEJERINE, martillo para reflejos	100.2	
dynamòmetre, COLLIN	100.5	
DUPLEX, estetoscopios	100.7	
DUPLEX-BABY, estetoscopios	100.7	
E		
ESMARCH, venda de compresión	100.14	
espejo frontales, ZIEGLER	100.12	
estetoscopios, DUPLEX	100.7	
estetoscopios, DUPLEX-BABY	100.7	
estetoscopios, PINARD	100.6	
G		
goniómetro	100.4	
goniómetro para dedos, CAROLL	100.5	
goniómetro para extremidades, MÖLTGEN	100.4	
J		
juego para diagnóstico	100.10, 100.11	
juego para oftalmología	100.9	
juego para otoscopia	100.8	
L		
lámparas frontales, CLAR	100.13	
lámparas frontales, luz fría	100.12	
M		
manómetros	100.15	
martillo para reflejos, BUCK	100.2	
martillo para reflejos, DEJERINE	100.2	
martillo para reflejos, TAYLOR	100.2	
MÖLTGEN, goniómetro para extremidades	100.4	
P		
PINARD, estetoscopios	100.6	
R		
reglas	100.4	
RI-CLIP, venda de compresión	100.13	
T		
TAYLOR, martillo para reflejos	100.2	
torniquete	100.14	
TOWNLEY, calibres	100.5	
V		
venda de compresión ESMARCH	100.14	
venda de compresión, RI-CLIP	100.13	
W		
WARTENBERG, Algesímetros	100.5	
Z		
ZIEGLER, espejo frontales	100.12	