

lamina spreaders



applying forceps for vessel clips



laminectomy punches



Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches

240



Bestelloptionen:

- Sie möchten die Stanze mit Auswerfer?
 - E** fügen Sie ein „E“ zur Artikelnummer
 - Sie möchten die Stanze mit Dünnfuß?
 - T** fügen Sie ein „T“ zur Artikelnummer
 - Sie möchten die Stanze mit Keramikbeschichtung?
 - CC** fügen Sie ein „CC“ zur Artikelnummer
- Beispiel: Sie brauchen die Stanze 240-071-03 mit Auswerfer und Keramikbeschichtung? Bestellnummer: 240-071-03ECC

Options:

- How to order Punches with ejector?
 - E** add a “E” to the item number
 - How to order Punches with thin foot?
 - T** add a “T” to the item number
 - How to order Punches with ceramic coating?
 - CC** add a “CC” to the item number
- Example: You would like to order the 240-071-03 with ejector and ceramic coating? Order number: 240-071-03ECC




Beschreibung | Description

LOVE KERRISON




	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft
		18cm; 7,2"	20cm; 8"
90°	2 mm	240-001-02	240-002-02
90°	3 mm	240-001-03	240-002-03
90°	4 mm	240-001-04	240-002-04
90°	5 mm	240-001-05	240-002-05
90°	6 mm	240-001-06	240-002-06

mit Auswerfer | with ejector



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft
		18,0cm; 7,2"	20cm; 8"	23,0cm; 9,2"
40°	2 mm	240-021-02	240-022-02	240-023-02
40°	3 mm	240-021-03	240-022-03	240-023-03
40°	4 mm	240-021-04	240-022-04	240-023-04
40°	5 mm	240-021-05	240-022-05	240-023-05
40°	6 mm	240-021-06	240-022-06	240-023-06

ohne Auswerfer | without ejector




Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

LOVE KERRISON



Bissbreite
Width of bite


Schaftlänge
Length of shaft

Schaftlänge
Length of shaft

	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft
		18,0cm; 7,2"	20,0cm; 8"
40°	2 mm	240-121-02	240-122-02
40°	3 mm	240-121-03	240-122-03
40°	4 mm	240-121-04	240-122-04
40°	5 mm	240-121-05	240-122-05
40°	6 mm	240-121-06	240-122-06

ohne Auswerfer | without ejector

KERRISON MODIF.



Bissbreite
Width of bite

Schaftlänge
Length of shaft

	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	
		20,0cm; 8"	
40°	2 mm	240-272-02	T CC
40°	3 mm	240-272-03	T CC
40°	4 mm	240-272-04	T CC
40°	5 mm	240-272-05	T CC


ohne Auswerfer | without ejector

240

Laminektomiestanzen Laminectomy Punches

Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

KERRISON




Bissbreite | Width of bite Schaftlänge | Length of shaft Schaftlänge | Length of shaft Schaftlänge | Length of shaft

40°	1 mm	18,0cm; 7,2" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	20,0cm; 8" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23,0cm; 9,2" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40°	2 mm	240-071-02 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-072-02 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-073-02 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40°	3 mm	240-071-03 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-072-03 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-073-03 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40°	4 mm	240-071-04 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-072-04 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-073-04 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40°	5 mm	240-071-05 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-072-05 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-073-05 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40°	6 mm	240-071-06 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-072-06 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	–

ohne Auswerfer | without ejector

KERRISON



Bissbreite | Width of bite Schaftlänge | Length of shaft Schaftlänge | Length of shaft Schaftlänge | Length of shaft


90°	1 mm	18,0cm; 7,2" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	20,0cm; 8" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	23,0cm; 9,2" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
90°	2 mm	240-051-02 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-052-02 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-053-02 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
90°	3 mm	240-051-03 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-052-03 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-053-03 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
90°	4 mm	240-051-04 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-052-04 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-053-04 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
90°	5 mm	240-051-05 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-052-05 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-053-05 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
90°	6 mm	240-051-06 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	240-052-06 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	–

mit Auswerfer | with ejector



Beschreibung | Description


KERRISON



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft
		18,0cm; 7,2"	20,0cm; 8"
40°	2 mm	240-081-02	–
40°	3 mm	240-081-03	240-082-03
40°	4 mm	240-081-04	240-082-04
40°	5 mm	240-081-05	240-082-05
40°	6 mm	240-081-06	–

ohne Auswerfer | without ejector

KERRISON




	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft
		18,0cm; 7,2"	20,0cm; 8"
90°	2 mm	240-061-02	240-062-02
90°	3 mm	240-061-03	240-062-03
90°	4 mm	240-061-04	240-062-04
90°	5 mm	240-061-05	240-062-05
90°	6 mm	240-061-06	240-062-06

mit Auswerfer | with ejector

Beschreibung | Description

KERRISON




Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft
-----------------------------	--------------------------------

90°	5 mm	18,0cm; 7,2" 240-351-05
-----	------	----------------------------

mit Auswerfer | with ejector

KERRISON



Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

40°	3 mm	18,0cm; 7,2"	20,0cm; 8"
40°	5 mm	240-371-03	240-372-03
		240-371-05	240-372-05


ohne Auswerfer | without ejector

Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches



Art.Nr. Beschreibung | Description Size Spez.

KERRISON




Bissbreite
Width of bite

Schaftlänge
Length of shaft

20,0cm; 8"

2 mm	240-072-02-GEB
3 mm	240-072-03-GEB
4 mm	240-072-04-GEB
5 mm	240-072-05-GEB

BAJONETT



Bissbreite
Width of bite

Schaftlänge
Length of shaft

16,0cm; 6,4"

2 mm	240-090-02	T	CC
3 mm	240-090-03	T	CC
4 mm	240-090-04	T	CC
5 mm	240-090-05	T	CC

240

Bandscheiben-Rongeure
IVD Rongeurs


Art.Nr.	Beschreibung Description	Size	Spez.
---------	----------------------------	------	-------

BAJONETT



Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft
-----------------------------	--------------------------------

	16,0cm; 6,4"	
2 x 8 mm	240-590-02	CC
3 x 9 mm	240-590-03	CC
4 x 10 mm	240-590-04	CC



	16,0cm; 6,4"	
2 x 8 mm	240-591-02	CC
3 x 9 mm	240-591-03	CC
4 x 10 mm	240-591-04	CC





Beschreibung | Description

CASPAR



	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft
	14,0cm; 5,6"	16,0cm; 6,4"	18,5cm; 7,4"
2 x 12 mm	240-509-02	240-510-02	240-511-02
3 x 12 mm	240-509-03	240-510-03	240-511-03
4 x 14 mm	240-509-04	240-510-04	240-511-04
5 x 14 mm	–	240-510-05	240-511-05
6 x 14 mm	–	240-510-06	240-511-06



gerade | straight

	14,0cm; 5,6"	16,0cm; 6,4"	18,5cm; 7,4"
3 x 12 mm	240-513-03	240-514-03	240-515-03
4 x 14 mm	240-513-04	240-514-04	240-515-04
5 x 14 mm	–	240-514-05	240-515-05



aufgebogen | angled up

	14,0cm; 5,6"	16,0cm; 6,4"	18,5cm; 7,4"
3 x 12 mm	240-516-03	240-517-03	240-518-03
4 x 14 mm	240-516-04	240-517-04	240-518-04





abgebogen | angled down

Beschreibung | Description



	2 x 10 mm CUSHING	3 x 10 mm LOVE-GRÜNWALD	4 x 10 mm SPURLING
13,0cm; 5,2"	240-550-02	240-550-03	240-550-04
15,0cm; 6"	240-551-02	240-551-03	240-551-04
18,0cm; 7,2"	240-552-02	240-552-03	240-552-04
23,0cm; 9,2"	240-554-02	240-554-03	240-554-04
28,0cm; 11,2"	240-557-02	240-557-03	240-557-04
13,0cm; 5,2"	240-600-02	240-600-03	240-600-04
15,0cm; 6"	240-601-02	240-601-03	240-601-04
18,0cm; 7,2"	240-602-02	240-602-03	240-602-04
23,0cm; 9,2"	240-604-02	240-604-03	240-604-04
28,0cm; 11,2"	240-607-02	240-607-03	240-607-04
13,0cm; 5,2"	240-650-02	240-650-03	240-650-04
15,0cm; 6"	240-651-02	240-651-03	240-651-04
18,0cm; 7,2"	240-652-02	240-652-03	240-652-04
23,0cm; 9,2"	240-654-02	240-654-03	240-652-04
28,0cm; 11,2"	240-657-02	240-657-03	240-657-04





Beschreibung | Description


18,0cm; 7,2"



gerade | straight

aufgebogen | angled up

abgebogen | angled down




2 x 10 mm

CUSHING
240-562-02

CUSHING
240-612-02

CUSHING
240-662-02




3 x 10 mm

LOVE-GRÜNWALD
240-562-03

LOVE-GRÜNWALD
240-612-03

LOVE-GRÜNWALD
240-662-03



4 x 10 mm

SPURLING
240-562-04

SPURLING
240-612-04

SPURLING
240-662-04

240

lamina spreaders



applying forceps for vessel clips



laminectomy punches



Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches

DET

IGLH  **SURGICAL GROUP**
ENTERPRISES INC.



Bestelloptionen:

- Sie möchten die Stanze mit Auswerfer?
 - E** fügen Sie ein „E“ zur Artikelnummer
 - Sie möchten die Stanze mit Dünnfuß?
 - T** fügen Sie ein „T“ zur Artikelnummer
 - Sie möchten die Stanze mit Keramikbeschichtung?
 - CC** fügen Sie ein „CC“ zur Artikelnummer
- Beispiel: Sie brauchen die Stanze 6-11-711 mit Auswerfer und Keramikbeschichtung? Bestellnummer: 6-11-711 ECC

Options:

- How to order Rongeurs with ejector?
 - E** add a “E” to the item number
 - How to order Rongeurs with thin foot?
 - T** add a “T” to the item number
 - How to order Rongeurs with ceramic coating?
 - CC** add a “CC” to the item number
- Example: You would like to order the 6-11-711 with ejector and ceramic coating? Order number: 6-11-711 ECC



Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches

DETACHABLE
Kerrison / Punches

ein Teil
einfach zu demontieren
einfach zu reinigen
einfach zusammenzufügen

one piece
easy to disassemble
easy to clean
easy to assemble

Demontage | Disassembly



Zuerst den Griff schließen ...
First close the handle ...



dann den Riegel nach unten drücken ...
then push the lever downwards ...



nun den Griff wieder öffnen ...
now open the handle ...



und hinteren auf den Schaft drücken.
and push downwards at the end of shaft.

Zusammenfügen | Assembly



Zuerst Schaftteile ineinandersetzen ...
First push shaft parts into one other ...



dann den Griff schließen ...
than close the handle ...



nun den Riegel nach oben drücken ...
now push the lever upwards ...



und f nally open the handle.

Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches

DETACHABLE
Kerrison / Punches







































Beschreibung | Description

KERRISON detachable



DET

	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft
90°	1 mm	18,0cm; 7" 6-111-711  	20,0cm; 8" 6-111-811  	23,0cm; 9" 6-111-911  
	ohne Auswerfer without ejector			

	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft	Schaftlänge Length of shaft
90°	2 mm	18,0cm; 7" 6-111-712  	20,0cm; 8" 6-111-812  	23,0cm; 9" 6-111-912  
90°	3 mm	6-111-713  	6-111-813  	6-111-913  
90°	4 mm	6-111-714  	6-111-814  	6-111-914  
90°	5 mm	6-111-715  	6-111-815  	6-111-915  
90°	6 mm	6-111-716  	6-111-816  	6-111-916  

mit Auswerfer | with ejector

Laminektomiestanzen


Laminectomy Punches

DETACHABLE

Kerrison / Punches

Beschreibung | Description

KERRISON detachable



	Bissbreite Width of bite	Schaftlänge Length of shaft		Schaftlänge Length of shaft		Schaftlänge Length of shaft	
		18,0cm; 7"		20,0cm; 8"		23,0cm; 9"	
40°	1 mm	6-11-711	T ∞	6-11-811	T ∞	6-11-911	T ∞
40°	2 mm	6-11-712	E T ∞	6-11-812	E T ∞	6-11-912	E T ∞
40°	3 mm	6-11-713	E T ∞	6-11-813	E T ∞	6-11-913	E T ∞
40°	4 mm	6-11-714	E T ∞	6-11-814	E T ∞	6-11-914	E T ∞
40°	5 mm	6-11-715	E T ∞	6-11-815	E T ∞	6-11-915	E T ∞
40°	6 mm	6-11-716	E T ∞	6-11-816	E T ∞	6-11-916	E T ∞

ohne Auswerfer | without ejector

DET


Laminektomiestanzen
Laminectomy Punches

DETACHABLE
Kerrison / Punches



Beschreibung | Description

KERRISON MODIF. detachable



Bissbreite
Width of bite

Schaftlänge
Length of shaft

20,0cm; 8"

40°	2 mm	6-11-822 T	∞
40°	3 mm	6-11-823 T	∞
40°	4 mm	6-11-824 T	∞
40°	5 mm	6-11-825 T	∞

ohne Auswerfer | without ejector

DET

Alphabetisches Verzeichnis

B

BAJONETT, Bandscheiben-Rongeur	240.9
BAJONETT, Laminektomiestanze.....	240.8
Bandscheiben-Rongeur, BAJONETT	240.9
Bandscheiben-Rongeur, CASPAR.....	240.10
Bandscheiben-Rongeur, CUSHING	240.11- 240.12
Bandscheiben-Rongeur, LOVE-GRÜNWALD.....	240.11- 240.12
Bandscheiben-Rongeur, SPURLING.....	240.11- 240.12

C

CASPAR, Bandscheiben-Rongeur	240.10
CUSHING, Bandscheiben-Rongeur	240.11- 240.12

D

DETACHABLE KERRISON MODIF., Laminektomiestanze..DET.6	
DETACHABLE KERRISON, Laminektomiestanze...DET.4- DET.5	

K

KERRISON MODIF., Laminektomiestanze	240.4
KERRISON MODIF., Laminektomiestanze, detachable.....	DET.6
KERRISON, Laminektomiestanze	240.5- 240.8
KERRISON, Laminektomiestanze, detachable.....	DET.4- DET.5

L

Laminektomiestanze, BAJONETT	240.8
Laminektomiestanze, KERRISON	240.5- 240.8
Laminektomiestanze, KERRISON MODIF.	240.4
Laminektomiestanze, LOVE-KERRISON	240.3- 240.4
Laminektomiestanze, detachable KERRISON	DET.4- DET.5
Laminektomiestanze, detachable KERRISON MODIF.	DET.6
LOVE- GRUNWALD, Bandscheiben-Rongeur	240.11- 240.12
LOVE- KERRISON, Laminektomiestanze	240.3- 240.4

R

Rongeurs, Laminektomie-, BAJONETT.....	240.9
Rongeurs, Laminektomie-, CASPAR.....	240.10
Rongeurs, Laminektomie-, CUSHING	240.11- 240.12
Rongeurs, Laminektomie-, LOVE-GRUNWALD ..	240.11- 240.12
Rongeurs, Laminektomie-, SPURLING	240.11- 240.12

S

SPURLING, Bandscheiben-Rongeur	240.11- 240.12
Stanzen, Laminektomie-, BAJONETT	240.8
Stanzen, Laminektomie-, KERRISON	240.5- 240.8
Stanzen, Laminektomie-, KERRISON MODIF.	240.4
Stanzen, Laminektomie-, LOVE-KERRISON	240.3- 240.4



Index, alphabetical

B	
BAJONETT, IVD rongeurs.....	240.9
BAJONETT, laminectomy punches	240.8
C	
CASPAR, IVD rongeurs.....	240.10
CUSHING, IVD rongeurs	240.11- 240.12
D	
DETACHABLE KERRISON MODIF., laminectomy punches	DET.6
DETACHABLE KERRISON, laminectomy punches	DET.4- DET.5
I	
IVD rongeurs, BAJONETT	240.9
IVD rongeurs, CASPAR.....	240.10
IVD rongeurs, CUSHING	240.11- 240.12
IVD rongeurs, LOVE-GRÜNWALD.....	240.11- 240.12
IVD rongeurs, SPURLING.....	240.11- 240.12
K	
KERRISON MODIF, laminectomy punches	240.4
KERRISON MODIF, laminectomy punches, detachable	DET.6
KERRISON, laminectomy punches	240.5- 240.8
KERRISON, laminectomy punches, detachable	DET.4- DET.5
L	
laminectomy punches, BAJONETT	240.8
laminectomy punches, KERRISON	240.5- 240.8
laminectomy punches, KERRISON MODIF.	240.4
laminectomy punches, LOVE-KERRISON	240.3- 240.4
laminectomy punches, detachable KERRISON	DET.4- DET.5
laminectomy punches, detachable KERRISON MODIF.	DET.6
LOVE-GRUNWALD, IVD rongeurs	240.11- 240.12
LOVE-KERRISON, laminectomy punches	240.3- 240.4
P	
punches, laminectomy-, BAJONETT.....	240.8
punches, laminectomy-, KERRISON.....	240.5- 240.8
punches, laminectomy-, KERRISON MODIF.....	240.4
punches, laminectomy-, LOVE-KERRISON	240.3- 240.4
R	
rongeurs, laminectomy-, BAJONETT	240.9
rongeurs, laminectomy-, CASPAR	240.10
rongeurs, laminectomy-, CUSHING	240.11- 240.12
rongeurs, laminectomy-, LOVE-GRÜNWALD	240.11- 240.12
rongeurs, laminectomy-, SPURLING	240.11- 240.12
S	
SPURLING, IVD rongeurs.....	240.11- 240.12